

Monitor 24 uur bloeddrukmeter uitzetten

De 24 uren bloeddrukmonitor kunt u volgens onderstaande werkwijze uitzetten.



Afbeelding 1

Knop nummer 1 kort indrukken.

Wacht tot de tijd in beeld komt. Zie afbeelding 1.



Afbeelding 2

Knop nummer 2 lang ingedrukt houden. Het apparaat gaat piepen.

Houd de knop ingedrukt totdat het scherm in afbeelding 2
tevoorschijn komt.



Afbeelding 3

Ga met knop nummer 3 omlaag naar "JA". Zie afbeelding 3.

Druk vervolgens op knop nummer 2 om het apparaat uit te schakelen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met het secretariaat van de polikliniek als u nog vragen heeft over hoe u het apparaat uit moet zetten. U kunt bellen naar 088 708 33 00, bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Tip: Bekijk uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien. Ook kunt u daar uw persoonlijke gegevens controleren en vragenlijsten invullen. Via de HiX Patiënt app op uw tablet of telefoon is MijnZGT ook te bekijken. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.