

Helon Huid- en Laserkliniek

ZGT Huid- en Laserkliniek heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van medische en cosmetische laserbehandelingen. Met de modernste laserapparatuur en technieken is het vaak relatief eenvoudig om diverse huidandoeningen te behandelen.

Het voordeel van Helon Huid- en Laserkliniek is dat er wordt gewerkt volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen van ZGT. Binnen de kliniek werken dermatologen en huidtherapeuten die ook werkzaam zijn in ZGT. Bij de intake door de dermatoloog of huidtherapeut krijgt u een deskundig advies en een goed zicht op het uiteindelijke resultaat.

Laserontharing

Laserontharing is een veilige, snelle en effectieve manier om ongewenste beharing te verminderen. De Lightsheer diodelaser produceert een zeer hoog geconcentreerde zuivere lichtbundel van een bepaalde golflengte (810 nm). Het laserlicht wordt geabsorbeerd door het pigment van de haren en zet deze om in warmte. Deze warmte zorgt voor beschadiging van het haarzakje, zodat daaruit op den duur geen nieuwe haar meer kan groeien. Haargroei kan tot tachtig procent worden verminderd. Meestal zijn hiervoor, afhankelijk van de locatie, vijf tot acht behandelingen nodig. Ontharen met laserapparatuur werkt het best bij lichte huidtypes met donkere beharing. Bijna elk lichaamsdeel kan worden behandeld.

Vaatlaserbehandelingen

Vaatlaserbehandelingen kunnen toegepast worden bij rode, roodblauwe tot paarse verkleuringen van de huid, die berusten op een te veel aan vaatjes of vaatverwijding zoals wijnvlekken, couperose, blauwe beenvaatjes, venous lakes, rode littekens en

spider naevi. De Vbeam Prima Pulsed Dye- en Nd:YAG laser produceert een zuivere lichtbundel die door de bovenste huidlaag heengaat en in de diepte van de huid de storende bloedvaatjes laat verschrompelen. Afhankelijk van de indicatie zijn er meestal twee tot vier behandelingen nodig.



Pigmentlaserbehandelingen

Pigmentlaserbehandelingen kunnen toegepast worden bij verschillende soorten huidverkleuringen. Zowel lichaamseigen (bijvoorbeeld ouderdomsvlekken, cafe au lait vlekken, sproeten) als niet lichaamseigen pigment (tatoeages, geneesmiddelenverkleuring, ijzerophoping, vuil na ongelukken) kan worden behandeld door middel van de pigmentlaser. De pigmentlaser produceert een zuivere lichtbundel van de ingestelde golflengte (532nm, 694nm of 1064nm). Deze lichtbundel gaat door de bovenste huidlaag heen en de zeer korte laser impuls veroorzaakt een explosie van energie in het pigment waardoor dit uiteenvalt in zeer kleine deeltjes. Deze steeds kleiner gemaakte deeltjes worden in de weken na de behandeling door het lichaam opgeruimd waardoor de verkleuring zal verminderen. Het resultaat is afhankelijk van de diepte en ernst

van de indicatie. Belangrijk is om factoren die de terugkeer van de overmatige pigmentatie bevorderen (zoals zonblootstelling) te vermijden, zelfs wanneer de vlekken aanvankelijk verdwenen zijn.

Verwijderen tatoeages

Met de Tattoostar Combo pigmentlaser kunnen zowel professioneel als amateuristisch aangebrachte tatoeages verwijderd worden. Doordat de laser op verschillende golflengtes werkt, kunnen ook kleurentatoeages behandeld worden. Wel geldt dat donkere kleuren als zwart, paars, groen en donkerblauw het best reageren. Lichtere kleuren als rood, roze, geel en oranje reageren wat minder goed. Oppervlakkige tatoeages verdwijnen sneller dan dieper gelegen tatoeages. Hoe ouder de tatoeage, hoe minder behandelingen er nodig zullen zijn. Hoewel inmiddels vele tatoeages succesvol zijn verwijderd, kan er nooit garantie worden gegeven dat de tatoeage bij iedereen geheel verdwijnt. Sommige plekken reageren niet of alleen gedeeltelijk, zelfs na meerdere behandelingen. Voor amateurtatoeages zijn meestal gemiddeld 3 tot 6 behandelingen nodig. Professionele tatoeages hebben gemiddeld 6 tot 14 behandelingen nodig.

Schimmelnagel laserbehandeling

Door schimmelnagels met laser te behandelen kunnen de kleur en structuur van de nagels verbeteren en kan de schimmelnagel, in het meest gunstige geval, zelfs genezen. Tijdens de behandeling gaat het laserlicht door de nagel zelf tot op het nagelbed en beschadigt de schimmel. Meestal zijn meerdere behandelingen in kuurvorm nodig (3-4) en soms kan het noodzakelijk zijn de behandeling op termijn te herhalen. De laserbehandeling kan u niet behoeden voor nieuwe infecties, dus wees hier altijd alert op. Het resultaat is erg afhankelijk van de ernst van de infectie en wisselt per persoon.

Kosten

De prijs van een behandeling is afhankelijk van de behandelmethode en het te behandelen gebied. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek. Een indicatie van de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te vinden op onze website.

Vergoeding

Wij voldoen aan de voorwaarden van veel zorgverzekeraars om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen. Dit betreft echter alleen behandelingen op medische indicatie. Controleer uw polis of vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding en de eventuele voorwaarden.

Kwaliteit

Alle behandelingen bij Helon worden uitgevoerd door, en onder medische supervisie van, dermatologen en huidtherapeuten van ZGT. Onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, vallen onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als eerste huidkliniek van Nederland voldoen wij aan de accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. Hiermee valt ZGT Helon onder de instellingsbrede accreditatie van ZGT.

Wie zijn wij?

Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland biedt al meer dan 20 jaar een compleet scala aan behandelingen op het gebied van bijna elke vorm van huidproblematiek. Ons team staat dagelijks klaar met een enorme drive en passie om u letterlijk 'beter in uw vel' te laten voelen.

Contact

Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
helon.nl

info@helon.nl